

SENZA CONSERVANTI

0,20% Viscoadaptive ialuronico
+ Miglioramento dello strato lipidico

SOLLIEVO SOSTENIBILE



INDICAZIONI

Per un sollievo duraturo del disagio dovuto a una lieve irritazione dell'occhio causata dall'esposizione al vento, al sole, all'acqua o ad altre sostanze irritanti. Da utilizzare come lubrificante e protezione contro ulteriori irritazioni o per alleviare la secchezza oculare. Non utilizzare oltre la data di scadenza (📅).

ISTRUZIONI

Lavare le mani prima dell'uso. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Applicare 1 goccia nell'occhio o negli occhi colpiti. Mentre ci si guarda allo specchio, abbassare delicatamente la palpebra inferiore e applicare 1 goccia sulla superficie interna della palpebra o direttamente sulla superficie corneale dell'occhio posizionandosi orizzontale. Dopo l'uso togliere la goccia rimanente dalla punta della bottiglia e richiudere bene il tappo. Conservare in un luogo fresco, pulito e asciutto.

CONSIGLI PER L'USO

1. Capovolgere la bottiglia e premere delicatamente fino a quando sulla punta si forma una goccia. Questo può durare alcuni secondi perché la soluzione deve passare attraverso il sistema di valvole unidirezionale.

2. Posizionare con cautela il flaconcino con la goccia appesa alla punta sopra l'occhio e premere delicatamente fino a quando la goccia non cade nell'occhio.

3. Si prega di notare: dopo l'uso, una quantità residua di liquido può rimanere sulla punta blu. Questo conferma che il flacone funziona come è stato costruito e non attira il liquido all'interno del flacone.

Se la soluzione residua rimane sul flacone dopo l'uso, basta scuoterlo con un rapido movimento e chiudere bene il tappo.

Questo passo è fondamentale per mantenere la soluzione rimanente sterile e sicura. Anche una piccola quantità di liquido esposto ad un ambiente esterno non sterile può essere contaminato

COMPOSIZIONE

I-DROP® MGD è una goccia oculare lubrificante viscoadattiva sterile, priva di conservanti e contiene: acqua per iniezione, polimero fosforilcolina, cloruro di sodio, fosfato di sodio, glicerina, ialuronato di sodio.

AVVISO

In caso di dolore agli occhi, cambiamenti nella vista, arrossamento o irritazione persistente dell'occhio, o se la condizione peggiora o persiste per più di 72 ore, interrompere l'uso e consultare un medico.

I-DROP® MGD può cambiare l'effetto sull'occhio di altre soluzioni o farmaci in uso. Questo prodotto non è stato testato durante la gravidanza o l'allattamento. Non applicare I-DROP® MGD su un occhio infetto.

Immediatamente dopo l'uso, non è consentito l'uso di macchinari o la guida dei veicoli. Per evitare contaminazioni, non toccare la punta del flacone. Non utilizzare questo prodotto se si è allergici a uno degli ingredienti. Rimettere il tappo dopo l'uso. Tenere il flacone ben chiuso. Non utilizzare questo prodotto se il flacone è danneggiato.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

DISPONIBILITÀ

I-DROP® MGD viene fornito in un flacone da 10 ml. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



STÉRILE A



CONSERVARE TRA 2 ° C E 25 ° C.
NON UTILIZZARE OLTRE LA DATA DI SCADENZA (📅).

Sviluppato da Biocia Inc.
I-DROP® è un marchio registrato di I-MED Pharma Inc.
© 2021 I-MED Pharma Inc.

Prodotto in Francia per:

I-MED PHARMA INC.
1601 St-Regis Blvd.
Dollard-des-Ormeaux, QC
Canada H9B 3H7
T (514) 685-8118
info@imedpharma.com

imedpharma.com

EC REP

ARAZY GROUP GmbH The Squire 12
Am Flughafen, 60549 Frankfurt
am Main Germany

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands