

FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL

0,20 % Viskoadaptiv hyaluronan + lamellagerförstärkning

BÄTTRE LINDRING



INDIKATIONER

För långvarig lindring av obehag i form av mindre irritationer i ögat på grund av vind, sol, vatten eller andra irriterande faktorer. För återfuktning och skydd mot ytterligare irritation eller för att lindra torra ögon. Använd inte produkten efter utgångsdatumet (☞).

BRUKSANVISNING

Tvätta händerna innan du använder produkten. Använd inte produkten efter utgångsdatumet. Droppa 1 droppe i det/de drabbade ögat/ögonen vid behov. Titta i en spegel och dra försiktigt ned det nedre ögonlocket och droppa 1 droppe inuti eller direkt på hornhinnan genom att luta huvudet bakåt. Efter användning ska du skaka av eventuella återstående droppar från flaskans öppning och sätta tillbaka locket ordentligt. Förvaras på en torr, ren och sval plats.

ANVÄNDNINGSTIPS

1. Vänd på flaskan och kläm på den försiktigt tills en droppe bildas vid öppningen. Det kan ta ett par sekunder eftersom lösningen måste passera genom envägsventilen.
2. Håll försiktigt flaskan med droppen över ögat och kläm försiktigt tills droppen faller ner i ögat.
3. Obs! Efter användning kan det finnas rester av vätska kvar på den blå spetsen. Det visar att flaskan fungerar som den ska och inte drar tillbaka vätska in i flaskan.

Om någon återstående lösning finns kvar på flaskan efter användning, ska du helt enkelt skaka av den snabbt och stänga locket ordentligt.

Detta är avgörande för att hålla den återstående lösningen steril och säker. Även en liten mängd vätska som utsätts för en icke-steril miljö kan bli förorenad.

SAMMANSÄTTNING

I-DROP® MGD är sterila, konserveringsmedelsfria, blinkningsaktiverade, viskosadaptiva, återfuktande ögondroppar som innehåller: vatten, fosforylkolinpolymer, natriumklorid, natriumfosfat, glycerol, natriumhyaluronat.

VARNINGAR

Om du upplever smärta i ögonen, synförändringar, fortsatt röda ögon eller irritation i ögat, eller om symptomen förvärras eller kvarstår i mer än 72 timmar ska du sluta att använda produkten och kontakta läkare.

I-DROP® MGD kan påverka andra lösningar eller läkemedel som du använder i ögat. Produkten har inte testats under graviditet eller amning. Applicera inte I-DROP® MGD i ett infekterat öga.

Använd inte maskiner eller kör fordon omedelbart efter användning. För att undvika kontaminering ska behållarens öppning inte komma i kontakt med någon yta. Använd inte produkten om du är allergisk mot någon del av innehållet. Sätt tillbaka locket efter användning. Håll flaskan ordentligt stängd. Får inte användas med kontaktlinser. Använd inte produkten om flaskan verkar skadad.

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

FÖRPACKNING

I-DROP® MGD är förpackad i en flaska med en fyllnadsvolym på 10 ml. Använd inte produkten om förpackningen är skadad.



STERIL A



FÖRVARAS MELLAN 2 °C och 25 °C.
ANVÄND INTE PRODUKTEN EFTER UTGÅNGSDATUMET (☞).

Utvecklad av Biocia Inc.
I-DROP® är ett registrerat varumärke som tillhör I-MED Pharma Inc.
©2021 I-MED Pharma Inc

Tillverkad i Frankrike för:

I-MED PHARMA INC.
1601 St-Regis Blvd.
Dollard-des-Ormeaux, QC
Canada H9B 3H7
T (514) 685-8118
info@imedpharma.com

imedpharma.com

EC REP

ARAZY GROUP GmbH The Squire 12
Am Flughafen, 60549 Frankfurt
am Main Germany

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands