

IDRATAZIONE IMMEDIATA DURATURA
SENZA CONSERVANTI
ATTIVATO DAI MOVIMENTI DELLE PALPEBRE
0,30% acido ialuronico viscodattivo

SOLLIEVO SUPERIORE



INDICAZIONI

Per un sollievo duraturo dei disagi causati da lievi irritazioni agli occhi, dovute a esposizione a vento, sole, acqua e altri agenti irritanti. Indicato per l'uso come lubrificante e agente protettivo contro ulteriori irritazioni o per alleviare la secchezza dell'occhio. I-DROP® PUR GEL è destinato all'uso entro 12 mesi dall'apertura della confezione. Non utilizzare oltre la data di scadenza (🕒).

ISTRUZIONI

Lavare le mani prima dell'uso. Non usare oltre la data di scadenza. Somministrare una goccia nell'occhio affetto in base alle necessità. Guardando in uno specchio, abbassare gentilmente la palpebra inferiore e somministrare una goccia sulla superficie interna della palpebra, oppure applicare una goccia direttamente sulla superficie cornea dell'occhio dopo essersi distesi sulla schiena in posizione orizzontale. Dopo l'applicazione, scuotere il contenitore per eliminare eventuali gocce intrappolate nella punta e riposizionare il tappo saldamente. Conservare in un luogo fresco, pulito e asciutto.

SUGGERIMENTI PER L'USO

1. Rovesciare il contenitore e premerlo gentilmente fino alla formazione di una goccia sulla punta. Questa operazione potrebbe richiedere un paio di secondi in quanto la soluzione deve attraversare il sistema con valvola a senso unico.
2. Con la goccia sospesa sulla punta, portare il contenitore in prossimità dell'occhio con cautela e premerlo gentilmente per far cadere la goccia nell'occhio affetto.
3. Si prega di notare che: Dopo l'uso, dei residui di liquido potrebbero restare intrappolati nella punta blu. Questo evento conferma che il contenitore sta funzionando come previsto, impedendo al liquido di ritornare nel contenitore.

Il seguente passaggio è essenziale per mantenere la soluzione rimanente sterile e sicura. Anche una piccolissima quantità di fluido, dopo essere stata esposta all'ambiente esterno non sterile, può diventare contaminata.

Se dei residui della soluzione restano nel contenitore dopo l'uso, scuotere il contenitore con un movimento veloce per eliminare i residui e chiudere per bene il tappo.

COMPOSIZIONE

I-DROP® PUR GEL è un collirio lubrificante, viscodattivo, attivato dai movimenti delle palpebre, privo di conservanti e sterile che contiene: acqua per preparazioni iniettabili, cloruro di sodio, acido ialuronico, glicerina e fosfato di sodio.

AVVERTENZE

Se si sperimenta dolore agli occhi, alterazioni alla vista, rossore continuo o irritazione dell'occhio, oppure se la condizione peggiora o persiste per più di 72 ore, interrompere l'uso e consultare un medico.

I-DROP® PUR GEL può modificare l'effetto di altre soluzioni o medicinali che vengono somministrati sull'occhio. Questo prodotto non è stato testato durante gravidanza e allattamento. Non applicare I-DROP® PUR GEL su occhi infetti.

Non operare macchinari o guidare veicoli immediatamente dopo l'uso. Per evitare la contaminazione, non fare entrare in contatto la punta del contenitore con altre superfici. Non usare questo prodotto se si è allergici a uno qualsiasi degli ingredienti. Riposizionare il tappo dopo l'uso. Mantenere il contenitore ben chiuso. Non adatto all'uso con lenti a contatto. Non usare se il contenitore appare danneggiato o compromesso.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

COME VIENE FORNITO

I-DROP® PUR GEL viene fornito in un contenitore con un volume di riempimento da 10 ml. Non usare se la confezione è danneggiata.



STÉRILE A



2797

CONSERVARE TRA 2 ° C E 25 ° C.
NON UTILIZZARE OLTRE LA DATA DI SCADENZA (🕒).

Sviluppato da Biocia Inc.
I-DROP® è un marchio registrato di I-MED Pharma Inc.
© 2021 I-MED Pharma Inc.

Prodotto in Francia per:

I-MED PHARMA INC.
1601 St-Regis Blvd.
Dollard-des-Ormeaux, QC
Canada H9B 3H7
T (514) 685-8118
info@imedpharma.com

EC REP

ARAZY GROUP GmbH The Squire 12
Am Flughafen, 60549 Frankfurt
am Main Germany

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

imedpharma.com

MedEnvoy Switzerland
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands